

ΘΕΡΜΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΨΥΞΗΣ

Κωδικός	MCD / 1005
Διαστάσεις σε εκ.	25 x 14
Χρώμα	Λευκό

- Κατασκευή από ουρία και νερό.
- Δεν χρειάζεται αποθήκευση εντός ψυγείου ή καταψύκτη.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις **A⁺ βοηθειών**.
- **Οδηγίες χρήσεως:**
Ανακινήστε το περιεχόμενο εσωστού ανακατευθεί πλήρως.
Πιέστε το σακουλάκι μέχρι να σπάσει το περιεχόμενο.
Ανακινήστε το περιεχόμενο, μέχρι να ανακατευθεί η ουρία με το νερό.
Εφαρμόστε το επίθεμα στην τραυματισμένη περιοχή για δεκαπέντε λεπτά.
Ανάμεσα στο επίθεμα και στο Δέρμα, να υπάρχει επίδεσμος ή λεπτή πετσέτα.
Το στιγμιαίο επίθεμα χρησιμοποιείται μόνο από έναν ασθενή και μόνο μία φορά.
- **Οδηγίες, προφυλάξεις και αντενδείξεις βλ. σελ. 437.**



ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Κωδικός	I - 44
Διαστάσεις σε εκ.	28,5 x 19,5
Χρώμα	Γκρι

- Κατασκευή εξωτερικής υφασμάτινης επένδυσης από υλικά πολυαμίδη, πολυέστερ, βαμβάκι, PVC, ΗΡΜC, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Υφασμάτινη αυτοκόλλητη θήκη εισαγωγής επιθέματος.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες εφαρμογής.
- **Οδηγίες Χρήσεως, Προφυλάξεις και Αντενδείξεις βλ. σελ. 437.**



ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "DURA SOFT"

SP/7212	ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΙ PVC	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 50 X 25
SP/7203	ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΙ PVC	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 31 X 17
MCD/7200	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ PVC	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 25 X 13
SP/7502	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 32 X 11
SP/7215	ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΙ PVC ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 15 X 15
SP/7216	ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΙ PVC ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 30 X 19
SP/7217	ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΙ PVC ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 30 X 25



- Εξωτερική επένδυση από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. Εσωτερικά διαθέτει **μη τοξικό GEL**.
- Διαμορφώνονται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή.
- Αποθηκεύονται στο ψυγείο όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Αχρηστεύονται όταν τρυπήσουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

- Τοποθετήστε το επίθεμα στην κατάψυξη (-15ο C) για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόζετε για 10 έως 20 λεπτά κάθε φορά περιτυλιγμένο με απορροφητικό ύφασμα. Ποτέ σε γυμνό δέρμα.

ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ:

- Τοποθετήστε το επίθεμα σε φούρνο μικροκυμάτων (προτείνεται 800 watt)
- Βεβαιωθείτε ότι το GEL του επιθέματος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο
- Θερμαίνετε το επίθεμα σε υψηλή συχνότητα για 35 δευτερόλεπτα.
- Αφήστε το για 1 λεπτό και μετά εφαρμόστε το.
- Εάν απαιτείται υψηλότερη θερμότητα του επιθέματος, αυξήστε τον χρόνο παραμονής του επιθέματος εντός του φούρνου μικροκυμάτων κατά 10 δευτερόλεπτα μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμότητα.
- Εφαρμόζετε για 10 έως 20 λεπτά κάθε φορά περιτυλιγμένο με απορροφητικό ύφασμα. Ποτέ σε γυμνό δέρμα.

ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ:

- Τοποθετήστε το επίθεμα σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 80ο C , για 15 έως 20 λεπτά.
- Εφαρμόζεται για 10 έως 20 λεπτά κάθε φορά περιτυλιγμένο με απορροφητικό ύφασμα. Ποτέ σε γυμνό δέρμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟ - ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

- Στα επιθέματα που υπάρχουν ιμάντες μη τα δένετε πολύ σφιχτά, ώστε να μην εμποδίζεται η Αιματική ροή.
- Χρησιμοποιήστε τη Θεραπεία για 20 λεπτά το ανώτερο.
- Η απόσταση μεταξύ των Θεραπειών πρέπει να είναι το λιγότερο 2 ώρες.
- Ο χρόνος Θεραπείας και η επανάληψή της καθορίζεται από τον Θεράποντα Ιατρό.
- Εάν το περιεχόμενο του επιθέματος **GEL** έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Αν ο ερεθισμός παραμείνει, συμβουλευτείτε άμεσα ειδικό Ιατρό. Το **GEL** δεν είναι τοξικό.
- Τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν **μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα**.
- Τα επιθέματα είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
- Σε περίπτωση κατάποσης του περιεχομένου **GEL** του επιθέματος **αναζητείστε άμεσα Ιατρική βοήθεια**.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα επιθέματα για Μετεγχειρητική Αποθεραπεία, ακολουθήστε πάντοτε τις οδηγίες του Ιατρού σας.
- Μην τρυπάτε ποτέ τα επιθέματα. Εάν τα επιθέματα **τρυπήσουν ή χαλάσουν**, πετάξτε τα αμέσως.
- Κρατήστε τα επιθέματα μακριά από παιδιά.
- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή πριν εφαρμόσετε τα επιθέματα.
- Μην αφίσετε ποτέ το επίθεμα να **πετρώσει**.
- Πρέπει πάντα να τοποθετείται ένα κομμάτι υφάσματος ανάμεσα στο επίθεμα και στο δέρμα.
- Ο Θεράπωντας θα επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο θέρμο - κρυοθεραπείας.
- Για τη χρήση των επιθεμάτων σε μικρά εγκαύματα συμβουλευτείτε πάντοτε το Θεράποντα Ιατρό σας.
- Τα επιθέματα μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειασθεί.
- Τα επιθέματα χρησιμοποιούνται μοναδικά από τον κάθε Ασθενή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟ - ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς με ευαίσθητο Δέρμα και μειωμένη ευαισθησία Δέρματος.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Διαβητικούς Ασθενείς χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Τα επιθέματα δεν είναι αποστειρωμένα και μην τα τοποθετείται κατευθείαν σε γυμνό Δέρμα.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού.
- Απαγορεύεται η παρατεταμένη χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς ειδικών ικανοτήτων χωρίς επίβλεψη.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Λεμφοίδημα, χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Ασθένεια του **RAYNAUD** χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Αγγειολογικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από κυκλοφορικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που δεν αισθάνονται άνετα, έχουν συνεχή κνησμό ή μούδιασμα.

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ "ICEBAND"

Κωδικοί	ICEBAND SHOULDER	ICEBAND KNEE	ICEBAND ANKLE
Αρθρωση	ΩΜΟΣ	ΓΟΝΑΤΟ	ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
Μέγεθος	Κοινό	Κοινό	Κοινό
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό



- Κατασκευή από συνθετικό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Εφαρμόζει με αυτοκόλλητους ιμάντες.
- Διαθέτει τέσσερα επιθέματα κρυοθεραπείας μεγάλου μήκους σε **κυψελοειδή μορφή** για άριστη εφαρμογή στην πάσχουσα Άρθρωση.
- Τα επιθέματα κρυοθεραπείας τοποθετούνται εσωτερικά σε δύο ειδικές θήκες (τσέπες) του υφάσματος.
- Λόγω ότι τα ψυχρά στοιχεία των επιθεμάτων είναι υψηλής τεχνολογίας δεν μπορούν να προκαλέσουν Βλάβες, Εγκαύματα και μειώνουν Μετεγχειρητικά και Μετατραυματικά την περίοδο Ανάρρωσης και Αποκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ICEBAND:

- Τοποθετείστε τα δύο επιθέματα στον καταψύκτη έως τρεις ώρες. Το νερό εντός των κυψελών θα παγώσει.
- Προσοχή να μην πετρώσει το επίθεμα. Τοποθετείστε τα δύο επιθέματα στις δύο εσωτερικές θήκες και εφαρμόστε τα στην Άρθρωση ώστε οι θήκες να είναι πάντοτε προς τα πάνω. Δέστε τους δύο αυτοκόλλητους ιμάντες για να δημιουργηθεί η επιθυμητή συμπίεση και η άριστη εφαρμογή των επιθεμάτων. Τοποθετείστε προαιρετικά τα δύο υπόλοιπα επιθέματα στο καταψύκτη για να επαναλάβετε την διαδικασία εφόσον χρειάζεται. Το **ICEBAND** πρέπει να αφαιρείται όταν λιώσει ο πάγος και ολοκληρωθεί η θεραπεία (45 - 60 λεπτά).
- Το **ICEBAND** είναι μοναδικό για κάθε ασθενή. Το **ICEBAND** δεν είναι αποστειρωμένο. Τα κυψελοειδή επιθέματα κρυοθεραπείας μπορούν να πλυθούν. Το **ICEBAND** μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου έως και **(30) τριάντα φορές**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ICEBAND:

- Στα επιθέματα υπάρχουν ιμάντες. Μη τους δένετε πολύ σφιχτά, ώστε να μην εμποδίζεται η αιματική ροή.
- Η απόσταση μεταξύ των Θεραπειών πρέπει να είναι το λιγότερο 2 ώρες.
Ο χρόνος θεραπείας και η επανάληψή της καθορίζεται από τον Θεράποντα Ιατρό.
Εάν εμφανισθεί Δερματικός ερεθισμός συμβουλευτείτε άμεσα τον Θεράποντα Ιατρό.
- Τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν **μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα**.
- Τα επιθέματα είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
- Μην τρυπάτε ποτέ τα επιθέματα. Εάν τα επιθέματα **τρυπήσουν ή χαλάσουν**, πετάξτε τα αμέσως.
- Κρατήστε τα επιθέματα μακριά από παιδιά.
- Μην αφήσετε ποτέ το επίθεμα να **πετρώσει**.
- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή πριν εφαρμόσετε τα επιθέματα.
- Ο Θεράπων θα επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο κρυοθεραπείας.
- Τα επιθέματα μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειασθεί.
- Τα επιθέματα χρησιμοποιούνται μοναδικά από τον κάθε Ασθενή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ICEBAND:

- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς με ευαίσθητο Δέρμα και μειωμένη ευαισθησία Δέρματος.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Διαβητικούς Ασθενείς χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Τα επιθέματα δεν είναι αποστειρωμένα και μην τα τοποθετείται κατευθείαν σε γυμνό Δέρμα.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού.
- Απαγορεύεται η παρατεταμένη χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς ειδικών ικανοτήτων χωρίς επίβλεψη.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Λεμφοίδημα, χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Ασθένεια του **RAYNAUD** χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Αγγειολογικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από κυκλοφορικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που δεν αισθάνονται άνετα, έχουν συνεχή κνησμό ή μούδιασμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "CRYO CUFF"

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

CRYO CUFF / AIR COOLER	Συσκευή Κρυοθεραπείας
CRYO CUFF / SHOULDER	Επίθεμα Κρυοθεραπείας Ωμου
CRYO CUFF / ELBOW	Επίθεμα Κρυοθεραπείας Αγκώνος
CRYO CUFF / KNEE	Επίθεμα Κρυοθεραπείας Γόνατος
CRYO CUFF / ANKLE	Επίθεμα Κρυοθεραπείας Ποδοκνημικής





- Κεντρικό σώμα (βαρελάκι) "AIR COOLER" υψηλής ποιότητας που διατηρεί χαμηλή τη θερμοκρασία του νερού που περιέχει.
- Πλαστικοί δίοδοι μεταφοράς του νερού με μονωτικό υλικό που συνδέει με εύκολο και ασφαλή τρόπο το "AIR COOLER" με το κάθε επίθεμα .
- Επιθέματα υψηλής ποιότητας με μεγάλους αυτοκόλλητους ιμάντες για **Αρθρώσεις Ώμου, Αγκώνος, Γόνατος, Ποδοκνημικής**.
- Τα επιθέματα είναι κοινού μεγέθους.

ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "CRYO CUFF":

- Γεμίστε το βαρελάκι με νερό μέχρι την ένδειξη και προσθέστε πάγο. Κλείστε καλά το καπάκι.
- Τοποθετήστε το άδειο επίθεμα και ενώστε με το σημείο σύνδεσης του επιθέματος.
- Ανοίξτε τον αγωγό του αέρα στο δοχείο και συνδέστε το επίθεμα με το μπλε σωλήνα .
- Σηκώστε το βαρελάκι πάνω από το ύψος του επιθέματος και όταν γεμίσει το επίθεμα κλείστε τον αγωγό του αέρα.
- Το επίθεμα μπορεί τώρα να αποσυνδεθεί από το κεντρικό σώμα.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "CRYO CUFF":

- Συνδέστε ξανά το σωλήνα με το επίθεμα και ανοίξτε τον αγωγό του αέρα.
- Χαμηλώστε το δοχείο και επιτρέψτε στο νερό να τρέξει από το επίθεμα.
- Περιμένετε περίπου 5 λεπτά μέχρι να ψυχθεί εκ νέου το νερό.
- Σηκώστε το δοχείο πάνω από το ύψος του επιθέματος για να το ξαναγεμίσετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "CRYO CUFF":

- Στα επιθέματα υπάρχουν ιμάντες. Μη τους δένετε πολύ σφιχτά, ώστε να μην εμποδίζεται η αιματική ροή.
- Ο Θεράπωντας θα επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο κρυοθεραπείας.
- Ο χρόνος θεραπείας και η επανάληψη της κρυοθεραπείας καθορίζεται από τον Θεράποντα Ιατρό.
- Εάν εμφανισθεί Δερματικός ερεθισμός συμβουλευτείτε άμεσα τον Θεράποντα Ιατρό.
- Τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν **μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα**.
- Τα επιθέματα είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
- Μην τρυπάτε ποτέ τα επιθέματα. Εάν τα επιθέματα **τρυπήσουν ή χαλάσουν**, πετάξτε τα αμέσως.
- Κρατήστε το σύστημα κρυοθεραπείας μακριά από παιδιά.
- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή πριν εφαρμόσετε τα επιθέματα.
- Πρέπει πάντα να τοποθετείται ένα κομμάτι υφάσματος ανάμεσα στο επίθεμα και στο Δέρμα.
- Τα επιθέματα μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειασθεί.
- Τα επιθέματα χρησιμοποιούνται μοναδικά από τον κάθε Ασθενή.
- Τα επιθέματα **δεν τοποθετούνται στην κατάψυξη του ψυγείου**.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "CRYO CUFF":

- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς με ευαίσθητο Δέρμα και μειωμένη ευαισθησία Δέρματος.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Διαβητικούς Ασθενείς χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Τα επιθέματα δεν είναι αποστειρωμένα και μην τα τοποθετείται κατευθείαν σε γυμνό Δέρμα.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού.
- Απαγορεύεται η παρατεταμένη χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς ειδικών ικανοτήτων χωρίς επίβλεψη.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Λεμφοίδημα, χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Ασθένεια του **RAYNAUD** χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Αγγειολογικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από κυκλοφορικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
- Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που δεν αισθάνονται άνετα, έχουν συνεχή κνησμό ή μούδιασμα.

