

Παιδιατρικά ORTHOLAND




ORTHOLAND
Pediatrics



ΒΡΕΦΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ "BABY COLLAR"

Κωδικός	MED / CHILD 8302	
Μέγεθος	I	II
Ύψος Αυχένος σε εκ.	4	5
Περιφέρεια Αυχένος σε εκ.	20/26	20/26
Χρώμα	Μπεζ	

- Κατασκευή από υποαλλεργικό επίπεδο πολυουρεθάνης 90% (FOAM).
- Εξωτερική επένδυση από μαλακή βισκόζη 10%.
- Τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά μη τοξικά.
- Βοηθά στην Παθολογική, δυσλειτουργία Αυχενικού Μυϊκού Τόνου
- Προσφέρει σωστή Αυχενική στήριξη σε εξασθενημένα Πρόωρα Βρέφη.
- Βοηθά στη σωστή Αυχενική στήριξη στην πρώιμη Σκολίωση και Κύφωση της ανώτερης Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης.
- Είναι συμβατό με την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY).
- Οπίσθιο αυτοκόλλητο Κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανικό για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Μυογενές Αυχενικό Ραιβόκρανο. Τραυματική Κάκωση Αυχένος. Θλάση Αυχένος κατά την διάρκεια του Τοκετού.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ

Κωδικός	CHILD 8302
Μέγεθος	Κοινό
Περιφ. Αυχένος σε εκ.	25/31
Ύψος Κοιλάρου σε εκ.	6
Χρώμα	Μπεζ

- Κατασκευή από πολυουρεθάνη 75%, πολυεστέρα 10%, βαμβάκι 10%, νάυλον 5%. Όλα τα υλικά του είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εξωτερική επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό πλεκτό υλικό.
- Πολύ φιλικό με το παιδικό Δέρμα.
- Όλα τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά μη τοξικά, με αντιαλλεργική, αντιοισθητική δράση.
- Είναι συμβατό με την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY).
- Οπίσθιο αυτοκόλλητο Κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανικό για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Θλάση Αυχένος, Κακώσεις Αυχένος, Παιδιατρικό Ραιβόκρανο.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "PHILADELPHIA CHILD"

Κωδικός	CHILD 1520 / T
Μέγεθος	Κοινό
Ηλικία σε Έτος	3/9
Περιφ. Αυχένος σε εκ.	20/28
Ύψος Κολάρου σε εκ.	11
Ύψος Σιαγώνος - Στέρνου σε εκ.	4,5

- Αποτελείται από δύο "εργονομικές" αυτοκόλλητες βαλβίδες.
- Κατασκευασμένες από υποαλλεργικό, μη τοξικό "PLASTAZOTE"
- Διαθέτει ευρεία Τραχειακή οπή.
- Διαθέτει **P.V.C.** που προσφέρει ευρεία στήριξη της Γνάθου και του Ινιακού.
- Συμβατό με την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY), με την Αξονική (CT) και τη Μαγνητική (MRI) τομογραφία.
- Ανθεκτικό στο νερό. Χρήση από τον Ασθενή στην υγιεινή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικό για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου Αυχένος.
Σταθερό Κάταγμα Ινιακού Κονδύλου.
Σταθερό Κάταγμα Σπονδύλου Α.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική Θεραπευτική Χρήση.



ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "MIAMI PED"

Κωδικός	CHILD MIAMI		
Μέγεθος	PED 1	PED 2	PED 3
Περιφ. Αυχένος σε εκ.	Έως 23	20/28	23/33
Ηλικία σε Έτος	0/2	2/6	6/12

- Αποτελείται από δύο "εργονομικές" βαλβίδες πολυαιθυλενίου.
- Διαθέτει ευρεία Τραχειακή οπή.
- Διαθέτει μαλακές επενδύσεις τύπου "SORBATEX", με αντιβακτηριακή δράση, αεριζόμενες, αντιαλλεργικές, αντιεπιδρωτικές.
- Συμβατό με την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY), με την Αξονική (CT) και τη Μαγνητική (MRI) τομογραφία.



Ενδείξεις: Ιδανικό για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου Αυχένος.
Σταθερό Κάταγμα Ινιακού Κονδύλου.
Σταθερό Κάταγμα Σπονδύλου Α.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική Θεραπευτική Χρήση.





ΑΠΛΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΜΟΥ

Κωδικός	CHILD 8402	
Μέγεθος	RED	YOUTH
Ηλικία σε Έτος	2/7	8/12
Μήκος Αγκώνα - Καρπού σε εκ.	12/20	18/25
Χρώμα	Γαλάζιο - Λευκό	

- Κατασκευή από βαμβάκι 80%, πολυέστερ 20%, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πολύ φιλικό με το παιδικό Δέρμα.
- Τιράντα ανάρτησης που εφαρμόζει αυτοκόλλητα.
- Μαξιλαράκι από ελαστικό ύφασμα για μέγιστη άνεση στον Αυχένα.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Θεραπευτική Αποκατάσταση σε: Κακώσεις, Καταγμάτων, Παθήσεων Ώμου, Αγκώνα και Βραχίονα.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝ

Κωδικός	CHILD 8503
Μέγεθος	Κοινό
Ηλικία σε Έτος	2/7
Περιφ. Θώρακος σε εκ.	51/61
Χρώμα	Λευκό

- Κατασκευή από FOAM πολυουρεθάνης 65%, πολυεστέρα 20%, βαμβάκι 10%, νάυλον 5%. Όλα τα υλικά του είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πολύ φιλικό με το παιδικό Δέρμα.
- Οκτωειδής επίδεση.
- Οπίσθιο Ραχιαίο κλείσιμο με τριγωνικούς πλαστικούς μηχανισμούς.
- Εύκολος και άνετος στην εφαρμογή του ακόμα και σε μακρά χρονική χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Απαραεκτήσιμα Κατάγματα Κλείδας.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ

Κωδικός	CHILD 8707 - 8708	
Μέγεθος	PED	YOUTH
Ηλικία σε Έτος	2/7	8/12
Περιφ. Καρπού σε εκ.	11/14	14/17
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	16	16
Χρώμα	Γαλάζιο - Λευκό Δεξιός - Αριστερός	

- Κατασκευή από FOAM πολυουρεθάνης 80%, πολυεστέρα 15%, νάυλον 5%. Όλα τα υλικά του είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Πολύ φιλικό με το παιδικό Δέρμα.

- Θήκες εισαγωγής διαμορφώσιμων μπανέλων αλουμινίου.

- Τρεις μικροί Ραχιαίοι ιμάντες.

- Ιδανικός για μακρά χρονική χρήση.

- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Συνδεσμικές Βλάβες, Τενοντίτιδες, Τενοντοελυτρίτιδες Καρπού. Μετά την Αφαίρεση Προπλάσματος Γύψου σε Κατάγματα Καρπού.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ - ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ "PED SPICA"

Κωδικός	CHILD SPICA	
Μέγεθος	PED	YOUTH
Ηλικία σε Έτος	2/7	8/12
Περιφ. Καρπού σε εκ.	11/14	14/17
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	17	17
Χρώμα	Γαλάζιο - Λευκό Δεξιός - Αριστερός	

- Κατασκευή από FOAM πολυουρεθάνης 80%, πολυεστέρα 15%, νάυλον 5%. Όλα τα υλικά του είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Πολύ φιλικό με το παιδικό Δέρμα.

- Θήκες εισαγωγής διαμορφώσιμων μπανέλων αλουμινίου.

- Τρεις μικροί Ραχιαίοι ιμάντες.

- Ιδανικός για μακρά χρονική χρήση.

- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Συνδρόμο "DE QUERVAIN", Ρήξη Ωλένιου Πλάγιου Σύνδεσμου, Κάταγμα Σκαφοειδούς, Κάταγμα Τύπου "BENNETT".



ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΩΝ "FRAME BRACE"

Κωδικός	CHILD CDH			
Μέγεθος	XS	S	M	L
Βάρος Βρέφους	2,7/5,4	5,9/7,2	7,7/9,5	10/13,6
Ηλικία σε μήνες	0/3	3/6	6/12	12/18

- Κατασκευή από πολυπροπυλένιο με εσωτερική επένδυση από αντιαλλεργικά **PADS** υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- **Τοποθετεί τα Βρεφικά Ισχία σε οποιαδήποτε λειτουργική θέση Κάμψης και Απαγωγής επιλέξει ο Θεράπωντας Ιατρός.**
- **Το Δέρμα που εφαρμόζεται ο Νάρθηκας πρέπει να είναι πάντοτε στεγνό και καθαρό.**
- Ασφαλής αυτοκόλλητη εφαρμογή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Συγγενής (Αναπτυξιακή) Δυσπλασία Ισχίου (DDH).

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΩΝ "DIVAR BABY"

Κωδικός	CHILD 2004			
Μέγεθος	XS	S	M	L
Περιφ. Λεκάνης σε εκ.	35/40	41/45	46/50	Άνω 51


- Τμήμα Λεκάνης από σκληρό πλαστικό. Εσωτερική και εξωτερική επένδυση από ύφασμα, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο. Εφαρμόζει με αυτοκόλλητο.
- Δύο Επιμηρίδες με πλαστική επένδυση. **Το μέγεθος των δύο Επιμηρίδων είναι κοινό.**
- Μεταλλική λαβή η οποία ενώνει την Λεκάνη και τις Επιμηρίδες.
- **Τοποθετεί τα Βρεφικά Ισχία σε οποιαδήποτε λειτουργική θέση Κάμψης και Απαγωγής επιλέξει ο Θεράπωντας.**
- **Το Δέρμα που εφαρμόζεται ο Νάρθηκας, πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό.**
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Συγγενής (Αναπτυξιακή) Δυσπλασία Ισχίου (DDH).

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΩΝ "ΡΑΥΛΙΚ HARNESS"

Κωδικός	CHILD 260			
Μέγεθος	XS	S	M	L
Περιφ. θώρ. σε εκ.	28/35	35/43	41/48	46/56
Ηλικία σε μήνες	Πρόωρο	0/3	3/6	6/9

- Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα και πολυεστέρα 100%.
- Ζώνη από μαλακό ύφασμα που εφαρμόζει με αυτοκόλλητο και ρυθμιζόμενη μεταλλική αγκράφα.
- Επιμηρίδες επενδεδυμένες από μαλακό ύφασμα, **κοινού μεγέθους**.
- **Τοποθετεί τα Βρεφικά Ισχία σε οποιαδήποτε λειτουργική θέση Κάμψης και Απαγωγής επιλέξει ο Θεράπωντας Ιατρός.**
- **Το Δέρμα που εφαρμόζεται ο Νάρθηκας πρέπει να είναι πάντοτε στεγνό και καθαρό.**
- Ασφαλής αυτοκόλλητη εφαρμογή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Συγγενής (Αναπτυξιακή) Δυσπλασία Ισχίου (DDH).



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΩΝ "ΡΑΥΛΙΚ HARNESS"

Κωδικός	ΟΙΚ CHILD / 260			
Μέγεθος	XS	S	M	L
Περ. Θώρακος σε εκ.	30/36	36/41	41/46	46/53
Ηλικία σε μήνες	Πρόωρο	0/3	3/6	6/9

- Κατασκευή από πολυέστερ 20%, νάυλον 5%, βαμβάκι 10%, FOAM πολυουρεθάνης 65%.
- Αυτοκόλλητη ζώνη επενδεδυμένη από μαλακό ύφασμα.
- Τιράντες επενδεδυμένες από μαλακό ύφασμα.
- Εφαρμογή με ρυθμιζόμενες πλαστικές αγκράφες.
- Επιμηρίδες επενδεδυμένες από μαλακό ύφασμα ειδικής σχεδίασης.
- **Τοποθετεί τα Βρεφικά Ισχία σε οποιαδήποτε λειτουργική θέση Κάμψης και Απαγωγής επιλέξει ο Θεράπωντας.**
- **Το Δέρμα που εφαρμόζεται ο Νάρθηκας, πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό.**
- Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Συγγενής (Αναπτυξιακή) Δυσπλασία Ισχίου (DDH).





ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Κωδικός	CHILD 8003	CHILD 8004
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	20	30
Μέγεθος	Κοινό	Κοινό
Περιφ. Γόνατος σε εκ.	25/30	30/35
Χρώμα	Λευκό - Γαλάζιο	

- Κατασκευή από FOAM πολυουρεθάνης 80%, πολυεστέρα 15%, νάυλον 5%. Όλα τα υλικά του είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- **Πολύ φιλικός με το παιδικό Δέρμα.**
- Οπίσθιες άκαμπτες μπανέλες ακινητοποίησης.
- Πλάγιοι αυτοκόλλητοι μηχανισμοί με μπανέλες αλουμίνιου οι οποίες καθιστούν το Νάρθηκα κοινού μεγέθους.
- Τέσσερις αντιολισθητικοί ιμάντες.
- Αντικαθιστά πλήρως τη συμβατική επίδεση τύπου **"ROBERT JONES"**.
- Μπορεί να πλυθεί



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Κάταγμα Επιγονατίδος - Κάταγμα Κνημιαίου Κυρτώματος, Ρήξη Επιγονατιδικού Συνδέσμου - Εξαρθρήμα Επιγονατίδος.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Κωδικός	8004
Μήκος σε εκ.	30,5
Μέγεθος	Κοινό
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας νάυλον, **FOAM**.
- Όλα τα υλικά του είναι υψηλής ποιότητας.
- **Πολύ φιλικός με το παιδικό Δέρμα.**
- Επένδυση από ύφασμα αντιαλλεργικό, αεριζόμενο.
- Οπίσθιες άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες.
- Αυτοκόλλητοι μηχανισμοί με μπανέλες αλουμίνιου οι οποίες καθιστούν το Νάρθηκα κοινού μεγέθους.
- Διαθέτει οπίσθιο εσωτερικό αυτοκόλλητο μαξιλάρι από **FOAM** για μέγιστη άνεση κατά την εφαρμογή.
- Αντικαθιστά πλήρως τη συμβατική επίδεση τύπου **"ROBERT JONES"**.
- Μπορεί να πλυθεί



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Κάταγμα Επιγονατίδος - Κάταγμα Κνημιαίου Κυρτώματος, Ρήξη Επιγονατιδικού Συνδέσμου - Εξαρθρήμα Επιγονατίδος.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ

Κωδικός	CHILD 98793 - 7	
Μέγεθος	M	L
Ηλικία σε Έτος	2/4	4/6

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Τέσσερις εξωτερικοί ελαστικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες στερέωσης.
- Διαθέτει αντιαλλεργική, υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση.
- Πλάγιες άκαμπτες πλαστικές σταθεροποιητικές μπανέλες.
- Διαθέτει πρόσθιο πλαστικό κέλυφος για αύξηση της σταθεροποίησης.
- Σόλα ανατομικής σχεδίασης. **Σύστημα "ROCKER BOTTOM"**.
- Διευκολύνει και επανεκπαιδεύει τη βάρδιση.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Κάταγμα Σφυρού, Κάταγμα Αστραγάλου, Κάταγμα Πτέρνης, Κατάγματα Μεταταρσίων, Ρήξεις Συνδέσμων, Τενόντων.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ

Κωδικός	CHILD 98793 - 7 NEW			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Μέγεθος Υποδήμ.	Έως 21	22/24	25/27	28/30
Ηλικία σε Έτος	Έως 2	2/3	3/4	4/6

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Τέσσερις εξωτερικοί ελαστικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες στερέωσης.
- Διαθέτει αντιαλλεργική, υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση.
- Πλάγιες άκαμπτες πλαστικές σταθεροποιητικές μπανέλες.
- Διαθέτει πρόσθιο πλαστικό κέλυφος για αύξηση της σταθεροποίησης.
- Σόλα ανατομικής σχεδίασης. **Σύστημα "ROCKER BOTTOM"**.
- Διευκολύνει και επανεκπαιδεύει τη βάρδιση.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Κάταγμα Σφυρού, Κάταγμα Αστραγάλου, Κάταγμα Πτέρνης, Κατάγματα Μεταταρσίων, Ρήξεις Συνδέσμων, Τενόντων.





ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ GEL "CHILD AIR GEL"

Κωδικός	CHILD AIR GEL
Μέγεθος	Κοινό
Ηλικία σε Έτος	2/7
Περιφέρεια Σφυρών σε εκ.	13/19
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από ανατομικής σχεδίασης κελύφη πολυπροπυλενίου.
- Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες που τον καθιστούν κοινού μεγέθους.
- Υφασμάτινη Πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- Δύο πλάγιοι αεροθάλαμοι **με επιθέματα GEL "AIR GEL"** που πραγματοποιούν **κρύοθεραπεία**. Τοποθετείτε τα επιθέματα **AIR GEL** στον καταψύκτη του ψυγείου σας για δύο περίπου ώρες. Μετά τοποθετείτε τα επιθέματα στην πάσχουσα περιοχή, μαζί με απορροφητικό ύφασμα ή κάλσα έως 20 λεπτά.
- **Επιτρέπει μόνο την Κάμψη - Έκταση της Ποδοκνημικής.**
- **Εφαρμόζεται εύκολα εντός του υποδήματος.**
- **Βοηθά στην μείωση του Οιδήματος, Αιμάρθρου λόγω των επιθεμάτων αέρα και GEL.**

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Διαστρέμματα Θυλακοσυνδεσμικών Συμπλεγμάτων.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ "CHILD AIR ANKLE"

Κωδικός	CHILD AIR ANKLE
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	22
Ηλικία σε Έτος	Έως 6
Χρώμα	Λευκό

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή από ανατομικής σχεδίασης κελύφη πολυπροπυλενίου.
- Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες που τον καθιστούν κοινού μεγέθους.
- Υφασμάτινη Πελματιαία ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- Δύο πλάγιοι αεροθάλαμοι **"FLEX EDGE"** που ρυθμίζουν αυτόματα την κυκλοφορία του αέρος σύμφωνα με τις ανατομικές ανάγκες του Ασθενούς.
- **Επιτρέπει μόνο την Κάμψη - Έκταση της Ποδοκνημικής.**
- **Εφαρμόζεται εύκολα εντός του αθλητικού υποδήματος.**
- **Βοηθά στην μείωση του Οιδήματος και του Αιμάρθρου.**




Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Διαστρέμματα Θυλακοσυνδεσμικών Συμπλεγμάτων.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ "AFO CHILD"

Κωδικός	CHILD 9061				
Μέγεθος	1	2	3	4	5
Μέγεθος Υποδήματος	20/22	23/26	26/28	28/31	32/34
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Μήκος Πέλματος σε εκ.	10	11	12	13	15
Ύψος Νάρθηκα σε εκ.	16	19	23	25	28

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- **Θερμοδιαμορφώσιμος.**
- Πολύ ελαφρού βάρους. Περίπου **200 γραμμ.**
- Οπίσθιες ισχυρές νευρώσεις.
- Αυτοκόλλητη στήριξη στην Κνήμη.
- Εφαρμόζεται για μακρά χρονική χρήση.
- **Βελτιώνει την Ιπποπειδή βάδιση.**




Ενδείξεις: Ιδανικός για την σταθεροποίηση της Βάδισης σε:
Χαλαρή Πτώση Ποδοκνημικής Μέτριας έως Σοβαρής Μορφής.
Σπαστική Πτώση Ποδοκνημικής Χαμηλής Μορφής.

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ "ΒΕΒΑΧ"

Κωδικός	ΒΕΒΑΧ									
Μήκος Σόλας σε εκ.	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11,5	12,5	13,5
	Δεξιός - Αριστερός									



- Κατασκευή από δέρμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Πρόσθιοι σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες.
- Πελματιαίος πλαστικός πολυρυθμιζόμενος μηχανισμός με ευρεία επιλογή θέσεων για δομικές διορθώσεις του Άκρου Ποδός.
- Διαθέτει κλειδί ρύθμισης.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικός για την άμεση Αποθεραπεία σε Συγγενείς Γεννητικές Παραμορφώσεις της Ποδοκνημικής: Ραιβότητα Μεταταρσίων (METATARSUS VARUS) - Ραιβοίπιποδοδία (CTEV) - Ραιβότητα Πτέρνης (PES VARUS) Ιπποποδία (PES EQUINUS) - Κουλοποδία (PES EXCAVATUS) - Ραιβότητα Αστραγάλου (PES TALUS) Υπτιασμός και Προσαγωγή Πρόσθιου Ποδός (PES SUPRINATOR ADDUCTUS) - Βλαισότητα Πτέρνης (PES VALGUS)

**ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΜΦΩ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ
"TIBAX"**

Κωδικός	TIBAX
Μέγεθος	Κοινό

- Κατασκευή από άκαμπτες μπάρες αλουμινίου, υψηλής ποιότητας και αντοχής με διαθέσιμες θέσεις επιλογής.
- Το σύστημα διαθέτει δύο μπάρες:
Μικρή μπάρα (**SHORT BAR**) με δώδεκα θέσεις επιλογής που ρυθμίζουν την Απαγωγή των Ισχίων από 5,5 εκ. Έως 20,5 εκ.
Μεγάλη μπάρα (**LONG BAR**) με δώδεκα θέσεις επιλογής που ρυθμίζουν την Απαγωγή των Ισχίων από 20,5 εκ. Έως 35,5 εκ.
- Πλαστικά εξαρτήματα με ασφάλειες (**ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ**) για την ασφαλή εφαρμογή των βρεφικών Ναρθίκων **BEBAX** σε επιλεγμένες θέσεις αποθεραπείας.



Το σύστημα Αποθεραπείας TIBAX δεν περιλαμβάνει τους Βρεφικούς Νάρθηκες BEBAX οι οποίοι πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.



Ενδείξεις: Ιδανικός για την άμεση Αποθεραπεία σε: Συγγενής Ιδιοπαθής Άμφω Ραιβοϊπποποδία (**CTEV**).

