

ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ

**ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ**



ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Κωδικός: P/900

Ύψος: 10 εκ.

Πλάτος: 53,3 εκ.

Μήκος: 43,2 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 136 κιλά

**ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ**

Κωδικός: P/901

Ύψος: 10 εκ.

Πλάτος: 53,3 εκ.

Μήκος: 43,2 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 136 κιλά

**ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ**

Κωδικός: P/902

Ύψος: 15 εκ.

Πλάτος: 36,9 εκ.

Μήκος: 40,7 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 136 κιλά

**ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ**

Κωδικός: P/903

Ύψος: 10 εκ.

Πλάτος: 37,9 εκ.

Μήκος: 40,7 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 136 κιλά




ΞΥΛΙΝΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ

Κωδικός FT/825

Χρώμα: Καφέ

Ύψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/826

Χρώμα: Μαύρο

Ύψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/827

Χρώμα: Χρυσό

Ύψος: 92 εκ.



ΞΥΛΙΝΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ "T"

Κωδικός FT/833

Χρώμα: Καφέ Σκούρο


Ύψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/834

Χρώμα: Μαύρο


Ύψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/835


Χρώμα: Καφέ

Ύψος: 92 εκ.



ΞΥΛΙΝΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ "T"

Κωδικός FT/829
Υψος: 92 εκ.




Κωδικός FT/830
Υψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/831
Υψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/832
Υψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/837
Υψος: 92 εκ.



Κωδικός FT/839
Υψος: 92 εκ.



ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΎΨΟΥΣ

- Κατασκευή από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτουν Υπομασχάλια και χειρολαβές από αφρώδες καουτσούκ.
- Διαθέτουν αντιολισθητικά πέλματα υψηλής αντοχής.
- Διαθέτουν μηχανισμό "PUSH - BUTTON" για εύκολη αυξομείωση του ύψους.

Κωδικός P/100

Ύψος: Από 178 Έως 198 εκ.



Κωδικός P/101

Ύψος: Από 158 Έως 178 εκ.



Κωδικός P/102

Ύψος: Από 138 Έως 158 εκ.



Κωδικός: UNDER ARM

Υπομασχάλια από Καουτσούκ



Κωδικός: HAND GRIP

Χειρολαβές από Καουτσούκ



Κωδικός: P/1005

Αντιολισθητικά Πέλματα



ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΎΨΟΥΣ ΑΠΟ 73,5 ΕΚ ΕΩΣ 96,5



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ - ΤΡΙΠΟΔΑ - ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: ΤΥΝ/926

Ύψος: Από 74,2 Έως 78 εκ.

Ύψος Ασθενούς: Έως 183 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 110 kg




ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: ΤΥΝ/927

Ύψος: Από 74,2 Έως 78 εκ.

Ύψος Ασθενούς: Έως 183 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 110 kg



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ



Κωδικός: L/09

Για τα Μπαστούνια

ΤΥΝ/926, ΤΥΝ/927



Κωδικός: L/11

Για το Τρίποδο ΤΥΝ/700

Για το Τετράποδο ΤΥΝ/800



Κωδικός: P/1004

Για το Τετράποδο P/800

ΤΡΙΠΟΔΟ

Κωδικός: ΤΥΝ/700

Ύψος: Από 74,5 Έως 98,4 εκ.

Ύψος Ασθενούς: Έως 183 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 110 kg



ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κωδικός: ΤΥΝ/800

Ύψος: Από 74,2 Έως 78 εκ.

Ύψος Ασθενούς: Έως 183 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 110 kg



ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κωδικός: P/801

Ύψος: Από 75 Έως 90,2 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 113 kg



ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ 23 ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ

Κωδικός: FT/841



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ ΣΠΑΣΤΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: P/500

Ύψος Ρυθμιζόμενο: Από 78,7 Έως 96,5 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 113 kg.



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: ΤΥΝ/500

Ύψος Ρυθμιζόμενο: Από 79 Έως 91,5 εκ.

Ύψος Ασθενούς: Από 157,5 Έως 190,5 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 125 kg.



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ

Κωδικός: ΤΥΝ/501

Ύψος Ρυθμιζόμενο: Από 76 Έως 93,5 εκ.

Ύψος Ασθενούς: Από 152 Έως 190,5 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 110 kg.



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: P/502

Ύψος Ρυθμιζόμενο: Από 81,3 Έως 91,4 εκ.

Πλάτος Μεγάλου Εύρους: 52,1 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 110 kg.



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: P/600

Ύψος Ρυθμιζόμενο: Από 78,7 Έως 96,5 εκ.

Πλάτος Κανονικού Εύρους: 43,2 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 113 kg.



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖ. ΥΨΟΥΣ

Κωδικός: P/601

Ύψος Ρυθμιζόμενο: Από 78,7 Έως 96,5 εκ.

Πλάτος Κανονικού Εύρους: 43,2 εκ.

Βάρος Ασθενούς: Έως 113 kg.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

Κωδικός: P/1001

Για τους Περιπατητήρες
P/500, P/502, P/600



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

Κωδικός: P/1002

Για τον Περιπατητήρα
P/601



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

Κωδικός: L/11

Για τους Περιπατητήρες
ΤΥΝ/500, ΤΥΝ/501



